

## Scope en Mobiele Lichtbron



## Arthroscoop Flexilux II:

- 0 graden
- 4x 175 mm
- Wide angle
- Storz compatible



## Mobiele Led lichtbron met Optiek:

- Handvat 12 cm
- Aan/uit knop onderkant van het handvat
- Geschikt voor aansluitingen ACMI / WOLF / STORZ / OLYMPUS
- 90 minuten lichttijd
- Output 5W
- Hitteresistent; geschikt tot temperaturen van 134 graden tot 3 minuten
- Inclusief oplader en oplaadbare batterij

Volledige set wordt geleverd in afsluitbare fixatiemand met op maat gemaakt silicone instrument fixatie.

