

SINGLE-USE

stainless steel instruments
NEW LINE



e. janach[®]

janach.it


SPECULUM

SINGLE USE

5 sterile units

JDS2031/5


Adjustable speculum, 14 mm **V-SHAPED** blades



5 sterile units

JDS2032/5


Blefarostato regolabile, leggero, valve piene da 13 mm
Adjustable, solid blade speculum, 13 mm long blades



10 sterile units

JDS2051/10


Solid blade speculum, 14 mm long blades



5 sterile units

JD2007.1/5


Wire speculum disposable 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures.
The wide frame allows easy placement and removal



5 sterile units

JD2056.7/5

Wire speculum



MARKER

10 sterile units

JDS2293.05/10

Lasik marker




SCISSORS

10 sterile units

JDS1010/10


90 mm long scissors, straight, 24 mm long blades, pointed tips



5 sterile units

JDS1542/5

Conjunctival scissors, curved, 10 mm long blades, blunt tips



10 sterile units

JDS4201/10

Iris scissors, 6 mm long blades, blunt tips, CURVED



FIXATION RING/CALIPER/NEEDLE HOLDER

10 sterile units

JDS2295.0/10

Fixation ring, Ø 15 mm, with 9 mm front opening, with blunt teeth





JDS2820.2/10

Caliper, 20 mm spread



JDS4061/10

Stainless steel needle holder, curved, without lock, overall length: 145 mm



CORNEAL FORCEPS

10 sterile units

JDS3266.18/10

Corneal forceps, straight, 0.30 mm Pierce tips




JDS3234.1/10

Colibri corneal forceps, 1x2 oblique, 0.12 mm teeth, with tying platform



JDS3088/10

Conjunctival and fixation forceps, 1x2 straight, 0.70 mm teeth



TYING FORCEPS

10 sterile units


JDS3290.1/10

Tying forceps



JDS3292/10

Tying forceps, curved, with 4 mm tying platform, delicate. Recommended for 8-0 to 10-0 sutures



CAPSULORRHESIS FORCEPS

10 sterile units

JDS3126.4/10

Capsulorrhesis forceps **CROSS ACTION**, FLAT HANDLE, 11 mm sharp tips



1.8 mm incision MICS

PHACO CHOPPER

10 sterile units


JDS2180.24A/10

Phaco chopper, angled, 1.2 mm angle to tip, blunt tip, 60° cutting edge



JDS2180.8A/10

Phaco chopper, 10 mm angle to tip wedge-shaped rounded tip, 70° cutting edge, L=90 mm, suggested for quick-chop



IOL MANIPULATOR//IRIS PUSH-PULL

10 sterile units

JDS2193.6/10

IOL manipulator, angled, Y-shaped tip, 12 mm angle to tip



JDS2193A/10

IOL manipulator, push-pull, angled, curved, 12 mm angle to tip



NUCLEUS SPLITTER/MANIPULATOR

10 unità per scatola/10 sterile units

JDS2192.24A/10

Nucleus spatula-manipulator, angled, 10 mm angle to tip, with blunt tip, cylindrical section




JD LASIK 03 SET

5 unità per scatola/5 sterile units

set composto da/the set includes:

blefarostato regolabile, leggero, valve piene da 13 mm
adjustable, solid blade speculum, 13 mm long blades



forbice lunga 90 mm, retta, punte acute, lame da 24 mm
90 mm long scissors, straight, 24 mm long blades, pointed tips



strumento con doppio terminale, per scollare e sollevare il flap corneale in tecnica LASIK. L'uncino delicato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap. L'ansa allungata a forma di "C" e rastremata viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)
double-ended instrument to unstick and lift the corneal flap in LASIK procedures. The delicate hook works at the flap edges inside the groove. The "C" shaped tapered loop, once positioned below the flap, lifts it with a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the exit point)



marcatore per Lasik
lasik marker

JD IOL EXP SET

5 unità per scatola/5 sterile units

set composto da/ the set includes:

forbice per taglio IOL da rimuovere, angolata, lame delicate da 6 mm, lama inferiore dentellata
scissors for removal of IOL, angled, 6 mm long, delicate blades, with serrated lower blade



pinza holder per espianto IOL, angolata 13mm, apici zigrinati 5mm
IOL extraction forceps, angled, strongly serrated



uncino reverse
reverse hook



LASIK DISPOSABLE SET JDLASIK00

5 unità per scatola/5 sterile units

set composto da/the set includes:


spatola rastremata per scollamento flap corneale. L'apice leggermente angolato viene inserito nel solco per scollare i margini del flap
tapered spatula to unstick the corneal flap. The angled tapered tip works at the flap edges inside the groove

spatola rastremata per sollevamento flap corneale. Viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)
tapered spatula to lift the corneal flap. The tip, positioned under the flap, lifts it under a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the exit point)

blefarostato monouso con valve aperte da 15 mm. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico.
L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente
wire speculum disposable 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures.
The wide frame allows easy placement and removal

cannula per lavaggio flap corneale tecnica LASIK, dorso piatto, a 3 fori, Ø 0.50 mm, braccio da 12 mm
LASIK irrigation cannula, flat, 3 ports, 25 gauge, 12 mm angle to tip

tamponi triangolari in PVA con manico, conf. 5 sponge
PVA spears with handle, 5 sponge



LASIK DISPOSABLE SET JDLASIK01

5 unità per scatola/5 sterile units

set composto da/the set includes:


uncino delicato per scollamento flap corneale. Viene inserito nel solco per scollare i margini del flap
hook to unstick the corneal flap. The delicate hook works at the flap edges inside the groove

ansa per sollevamento flap corneale, rastremata e allungata a forma di "C"
Viene posizionata sotto il flap e lo solleva con un'azione di spinta sul piano orizzontale (dalla cerniera fino al punto d'uscita)
spatula to lift the corneal flap. The "C" shaped tapered spatula, once positioned under the flap, lifts it with a gentle push on the horizontal plane (from the hinge to the exit point)

blefarostato monouso con valve aperte da 15 mm. Consigliato per uso diagnostico e chirurgico.
L'ampio telaio permette facilmente il posizionamento e la rimozione sul paziente
wire speculum disposable 15 mm blade with large frame. Recommended for diagnostic and surgical procedures.
The wide frame allows easy placement and removal

cannula per lavaggio flap corneale tecnica LASIK, dorso piatto, a 3 fori, Ø 0.50 mm, braccio da 12 mm
LASIK irrigation cannula, flat, 3 ports, 25 gauge, 12 mm angle to tip

tamponi triangolari in PVA con manico, conf. 5 sponge
PVA spears with handle, 5 sponge





e. janach
www.janach.it

Via Borgo Vico, 35 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031 574088 - fax +39 031 572055
international@janach.it

BRO.078.10.18.IT/EN



Sistema di
Qualità Certificato

Certified
Quality System

UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485

© Copyright:
Hermann Janach